

# מזרק מוכן להזרקת יומירה (adalimumab 100mg/ml) - הוראות שימוש

**5**



- החזק את המזרק מוכן להזרקה כאשר המחט פונה כלפי מעלה.
- החזק את המזרק מוכן להזרקה ביד אחת בגובה העין כך שניתן יהיה לראות את האוויר במזרק מוכן להזרקה.
- דחוף באיטיות את הבוכנה פנימה על מנת לדחוף את האוויר החוצה דרך המחט.
- תקן לראות טיפת נוזל בקצה המזרק.

**6**



- החזק את גוף המזרק מוכן להזרקה ביד אחת בין האגודל והאצבע המורה, כמו שהיית אווז בעפרון.
- לחץ (צבוט) את העור באזור ההזרקה, בידך האחרת, ליצירת אזור מוגבה ואחוז בו בחוזקה.

**7**



- הכנס את המחט כולה לתוך העור בזווית של 45 מעלות בערך, בתנועה אחת, מהירה וקצרה.
- לאחר שהמחט כולה בפנים, שחרר את העור שהחזקת.
- דחוף באיטיות את הבוכנה פנימה עד הסוף, עד שכל התמיסה מזורקת והמזרק מוכן להזרקה ריק.

**8**



- כאשר ההזרקה הסתיימה, משוך מהעור תוך שמירת המזרק באתה הזווית.
- לאחר סיום ההזרקה, שים פיסת צמר גפן או פד גזה על גבי העור באזור ההזרקה.
- אין לשפשף.
- דימום קל במקום ההזרקה הינו תקין.

**9**

- יש להשליך את המזרק מוכן להזרקה המשומש לתוך מיכל מיוחד כפי שהורו לך הרופא שלך, האחות או הרוקח.
- **אף פעם** אין לכסות בשנית את המחט.
- **אין** למחזר או לזרוק מזרק מוכן להזרקה בפסולת הביתית.
- יש לשמור **תמיד** את המזרק מוכן להזרקה ואת המיכל המיוחד, הרחק מטוווח ראייתם ומהישג ידם של ילדים.
- במידה והמיכל מתמלא, ניתן לפנות למוקד תוכנית תמיכת מטופלי יומירה abbvie care בטלפון \*6718 על מנת לקבל מיכל חדש.
- את מכסה המחט, פד האלכוהול, פיסת צמר גפן או פד גזה, הבליסטר והאריזה ניתן להשליך בפסולת הביתית.

**אחסון יומירה**

- אחסן בקרור (2°C - 8°C): טווח טמפרטורות זה שורר על-פי רוב במקרר (בית).
- אין להקפיא.
- יש לשמור את המזרק באריזת הקרטון החיצונית על מנת להגן מאור.

**תנאי אחסון נוספים:**

- בעת הצורך (למשל כאשר אתה בנסיעה), ניתן לאחסן מזרק אחד מוכן להזרקה מתחת ל-25°C עד 14 ימים - יש להגן על המזרק מפני אור.
- יש לתעד את התאריך שבו הוצא המזרק מן המקרר לראשונה ואת התאריך שלאחריו יש להשליך את המזרק.
- לאחר הוצאת המזרק מהמקרר והעברתו לטמפרטורה מתחת ל-25°C, יש להשתמש במזרק תוך 14 ימים או להשליכו, אפילו אם החזרת אותו למקרר.

- יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
- ההוראות שלהלן מסבירות כיצד להשתמש במזרק מוכן להזרקה תת עורית של יומירה.
- אנא קרא את ההוראות בעיון ומלא אחריהן צעד אחר צעד.
- הרופא המטפל או האחות ילמדו אותך את טכניקת ההזרקה העצמית.
- אל תנסה להזריק את התרופה לבד עד אשר אתה בטוח שאתה מבין כיצד להכין ולהזריק את התרופה.
- לאחר הדרכה מתאימה ניתן להזריק את התרופה באופן עצמאי או לאפשר לאדם אחר, כגון קרוב משפחה או חבר, להזריק אותה.
- כל מזרק מוכן להזרקה משמש להזרקה אחת בלבד.
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, הנחיות אלו מנוסחות בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לך או לילדך וכן לבני שני המינים.

**יומירה מזרק מוכן להזרקה**



- אל תשתמש במזרק המוכן להזרקה והתקשר לרופא או לרוקח אם:**
- התמיסה עכורה או שצבעה השתנה או אם מופיעים בה פתיתים או חלקיקים.
  - תאריך התפוגה על גבי המזרק (EXP) עבר.
  - הנוזל במזרק קפא או המזרק הושאר חשוף לאור השמש.
  - המזרק המוכן להזרקה נפל או נשבר.
- אין להסיר את מכסה המחט עד ממש לפני ההזרקה. שמור את יומירה הרחק מטוווח ראייתם ומהישג ידם של ילדים.**

- 1**
- הוצא מהמקרר את יומירה.
  - השאר את יומירה בטמפרטורת החדר במשך **15-30 דקות** לפני ההזרקה.
  - **אין** להסיר את מכסה המחט בזמן שמאפשרים ליומירה להגיע לטמפרטורת החדר.
  - **אין** לחמם את יומירה בכל צורה אחרת. לדוגמה, **אין** לחמם במיקרוגל או במים חמים.

**2**



- בדוק את תאריך התפוגה (EXP).
- **אין** להשתמש במזרק מוכן להזרקה אם תאריך התפוגה (EXP) עבר.
- הכן את הפריטים הבאים על גבי משטח נקי וישר:
- 1 מזרק מוכן לשימוש חד פעמי
- 1 פד אלכוהול
- שטוף ויבש את ידך.

**3**



- בחר אזור להזרקה:
- בקידמת הירכיים או בבטן במרווח של 5 ס"מ לפחות מהטבור
- במרווח של 3 ס"מ לפחות מאזור ההזרקה האחרון
- נגב את אזור ההזרקה בתנועה סיבובית באמצעות פד האלכוהול.
- **אין** להזריק דרך הבגדים
- **אין** להזריק באזור שבו העור כואב, חבול, אדום, קשה, מצולק, עם סימני מתיחה, או באזורים עם רובדי פסוריאזיס.

**4**



- החזק את המזרק מוכן להזרקה ביד אחת.
- בדוק את התמיסה במזרק מוכן להזרקה.
- ודא שהתמיסה צלולה וחסרת צבע
- **אין** להשתמש במזרק מוכן להזרקה אם התמיסה עכורה או מכילה חלקיקים
- **אין** להשתמש במזרק מוכן להזרקה אם הוא נפל או נשבר
- משוך החוצה בעדינות את מכסה המזרק בידך האחרת. השלך מיד את מכסה המזרק. אל תחזיר את המכסה.
- **אין** לנגע עם האצבעות במחט או לאפשר למחט לגעת בשום דבר.

IL-HUM-210006 February 2021